

VETE

Autom. Prov				Diff		Diff		
Lö								
pnr	Prog	Temp	stopp	gram	Tid	Tid	%	%
1	Pr_1	133	"2"	8,321	00:23:25	00:10:35	12,547	0,287
2	Pr_2	133	"3"	8,267	00:34:00		12,834	
3	Pr_2	133	"3"	8,259	00:32:05	00:10:15	12,774	0,424
4	Pr_1	133	"2"	8,358	00:21:50		12,350	
5	Pr_2	133	"3"	8,665	00:35:45	00:11:50	12,837	0,318
6	Pr_1	133	"2"	8,700	00:23:55		12,519	
7	Pr_2	133	"3"	8,811	00:36:20	00:07:20	12,807	0,124
8	Pr_2	133	"3"	6,302	00:29:00		12,683	
9	Pr_1	133	"2"	6,060	00:15:40		12,182	
10	Pr_2	133	"3"	6,450	00:28:20	00:12:40	12,870	0,688
11	Pr_2	133	"3"	7,835	00:32:35		12,817	
12	Pr_2	133	"3"	6,831	00:33:00		12,723	

Automatiskt stopp "3" "vrider" ur ett prov c:a 0,3% mer i vattenhalt på c:a 10 min längre torktid.

Olika provmängd slår på provtiden mer än på %

Lägre precision vid liten provmängd och autom.stopp

2 st likartade prov som löpnr 2,3,5,7 visar

Slutsats: Automatiskt stopp "3" är att föredra tillsammans med "medelstor" provmängd.